


# Le VistaScan Mini Easy compact et simple

Leader sur le marché avec la technologie PCS brevetée



AIR COMPRIMÉ  
ASPIRATION  
IMAGERIE  
ODONTOLOGIE  
CONSERVATRICE  
HYGIENE

# VistaScan Mini Easy – compact et simple

VistaScan Mini Easy simplifie l'imagerie du cabinet, grâce à une technologie brevetée et une qualité d'image hors norme des scanners pour écrans à mémoire de Dürr Dental.

Made in Germany.



Le prix et la vitesse d'un capteur

## Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy

Depuis l'introduction des films argentiques conventionnels en chirurgie dentaire, Dürr Dental a été leader en matière d'aide au diagnostic. Le numérique avec Dürr Dental offre aux dentistes des images en haute résolution pour répondre à toutes les demandes. Plus de 40 ans d'expérience dans le développement de la technologie à rayons-x ont conduit à des résultats innovants et parfaitement adaptés aux pratiques des cabinets. Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy produit des images diagnostiques encore plus rapidement. L'équipement compact est particulièrement simple à utiliser et requiert un minimum de place – on peut l'installer directement dans la salle de soin. L'avantage: on peut prendre les clichés et obtenir les résultats près du fauteuil. Les écrans à mémoire VistaScan peuvent être scannés en quelques secondes. C'est le meilleur moment pour passer aux écrans à mémoire.



Films argentiques




Concurrence (14 bits)



VistaScan (16 bits)


La graduation des niveaux de gris des écrans du VistaScan offre une image aussi précise que les films



Comparaison de la résolution des systèmes à rayons x : Le système VistaScan de Dürr Dental obtient la meilleure résolution par rapport à ses concurrents.



Images en haute résolution, un appareil silencieux, un diagnostic sûr.



### Tailles habituelles

Le VistaScan Mini Easy peut lire des écrans de taille 0 et 2, et la surface est utilisée à 100%. Manipulation simple - comme celle d'un film argentique.




### Manipulation facile

Numériser, effacer, se préparer pour la prochaine étape en un circuit. Image disponible en 6 secondes, à proximité du fauteuil.



### Intégration facile

VistaScan Mini Easy peut s'utiliser avec DBSWIN ou tout autre logiciel via des plugins ou des pilotes Twain. Il peut facilement s'intégrer au réseau du cabinet par l'USB et le RJ 45.



### Points importants :

- Images rapidement disponibles
- Compact
- Utilisation près du fauteuil
- Concept opératoire sophistiqué
- Liaison avec le PC via USB/RJ 45
- Image de grande qualité

# Données, faits et accessoires

## Diagnostic plus rapide et plus sûr

Le procédé d'exposition reste le même que celui d'un film argentique. En revanche, la fiabilité du diagnostic croît de pair avec une meilleure reconnaissance des détails et grâce à un support logiciel sophistiqué. Avec le VistaScan Mini Easy, vous bénéficiez de tous les avantages de la technologie des écrans à mémoire de Dürr Dental sous une forme ultra compacte. Les écrans à mémoire fins et flexibles sont plus confortables pour le patient et sont particulièrement résistants grâce à leur revêtement spécial. Le logiciel DBSWIN Imaging donne des résultats d'une excellente qualité et permet un travail ergonomique. Le VistaScan Mini Easy peut être utilisé avec la plupart des logiciels d'imagerie dentaire standard.

Les dernières études montrent que seule la technologie des écrans à mémoire permet une parfaite numérisation.

	VistaScan Mini Easy
Taille des écrans	0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)
Résolution effective (pl/mm)	22 (1 100 dpi)
Poids (kg)	6,5
Dimensions (H x L x P mm)	226 x 234 x 243
Fonction de veille	Oui
Interfaces	USB/RJ 45

## Accessoires



Système d'angulateurs pour écrans à mémoire



Désinfection au FD 350



Lingette de nettoyage des écrans à mémoire

DÜRR DENTAL FRANCE  
8, rue Paul Héroult  
92500 Rueil-Malmaison  
France  
Tel.: +33 (0) 1 55 69 11 50  
Fax: +33 (0) 1 55 69 11 51  
www.durr.fr  
info@durr.fr

DÜRR DENTAL BELGIUM B.V.B.A.  
Molenheidebaan 97  
3191 Hever  
Belgique  
Tel.: +32 (0) 15 61 62 71  
Fax: +32 (0) 15 61 09 57  
www.durr.be  
info@durr.be

