

FR Configuration minimale du PC pour l'imagerie

i Les informations suivantes ne concernent que la configuration minimale du PC pour l'imagerie. Même en respectant les exigences du système, le bon fonctionnement des matériels et des logiciels de Dürr Dental peut être perturbé par des particularités spécifiques inhérentes aux matériels et aux logiciels des clients. Dans ces cas, Dürr Dental ne se porte aucunement garant du parfait fonctionnement de ses matériels/logiciels. Si d'autres systèmes sont connectés à l'ordinateur, les exigences du système peuvent s'en trouver altérées. Respecter les exigences requises par tous les systèmes connectés.

		VistaCam CL.iX	VistaCam Digital	VistaCam iX	VistaScan Mini	VistaScan Mini Plus	VistaScan Mini View	VistaScan Perio	VistaScan Perio Plus	VistaScan Perio Net	VistaScan Combi	VistaScan Combi Plus	VistaScan Combi View	VistaRay 6	VistaRay 7	DBSWIN ab Version 5.4	VistaEasy	Image Bridge
CPU:	Intel Pentium IV compatible, 1,4 GHz ou plus, pas de celeron, pas de duron	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RAM:	1 Go (2 Go recommandés)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Système d'exploitation:	Microsoft Windows XP Professionnel, 32 bits, paquet de service 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 32 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 64 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 8, 64 bits (pas de Windows RT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Disque dur:	Poste de travail (sans base de données) ≥10 Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Disque dur de la base de données DBSWIN >100 Go i La capacité mémoire devrait se baser sur la production d'images du cabinet dentaire.															x		
Lecteur:	DVD-ROM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sauvegarde des données:	Est recommandée pour la sauvegarde quotidienne des données: Bande magnétique (DAT, DITTO, TRAVAN, ADR (OnStream))				x	x		x	x	x	x	x		x	x			x
Carte mère:	Chipset Intel/ Via	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Chipset Nvidia/ Chipset AMD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Interface:	Interface USB 2.0	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x			
	Interface USB 3.0		x ²	x	x	x		x	x		x	x		x	x			
	Parallèle, mode EPP selon IEEE 1284											x	x					
	Ethernet ≥100 Mbit				x	x	x		x	x	x ³	x ³	x				x	x
Carte graphique:	Résolution de 1024 X 768 au minimum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Intensité de couleur 32 bits, 16,7 millions de couleurs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Moniteur :	Conformément à l'ordonnance sur les rayons X, SVGA, au minimum 17" (43 cm), ≥ 1024 x 768 pixels, 24 / 32 bits d'intensité de couleur				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Longueurs maximales des câbles :	USB: 5 m				x	x		x	x		x	x		x	x			
	Possibilité d'utiliser 3 câbles répéteurs de 5 mètres chacun	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹		x ¹	x ¹		x ¹	x ¹						

¹ juste avec actif Hub USB 2.0 ou USB 3.0 Hub

² à partir de l'année de production 2008

³ optionnel avec VistaScan Net (référence 2130-550-00)

