

Mediadent Imaging Software




- Directe koppeling met alle patiëntdatabase programma's. Vanaf nu verliest u geen tijd meer met het zoeken naar beelden in verschillende programma's
- Directe acquisitie van diverse digitale systemen zoals intra-orale camera's, fosforsystemen, scanners, röntgen sensoren ...
- Eenvoudige installatie
- Importeren van verschillende bestandsformaten
- Zowel stand-alone als netwerk versie
- Beeldverwerking in DICOM formaat
- Beschikbaar in 22 talen
- **Beschikbare Modules** : Rapport generator, Implants, D.F.O. Ortho tracing Cosmetica, videorecorder, Dicom PACS, 3 D ...

De vraag is niet wat u met de software kunt doen, maar wat de software kan doen voor u !

Mediadent behoort tot de nieuwste generatie software voor medische beeldverwerking. Het is een universeel programma dat gelijk welk digitaal beeldverwerkingsysteem kan aansturen (pano's, sensoren, intra-orale camera's ...) en de kwaliteit van radiografieën aanzienlijk kan verbeteren, ook als deze onderbelicht zijn.

Door de directe koppelingen met patiëntendatabase programma's maakt Mediadent het mogelijk om uw patiëntinformatie rechtstreeks aan de beelden te koppelen. Zoeken naar opnames van patiënten behoort nu tot het verleden. De naadloze koppeling met diverse digitale systemen betekent dat u bij uitbreiding niet gebonden bent aan één hardware leverancier.

Mediadent, **het enige universele programma voor medische beeldverwerking**, is ontwikkeld door ImageLevel in samenwerking met diverse tandspecialisten.



Gebruiksvriendelijk

Mediadent is zeer gemakkelijk in uw praktijk te integreren. U zult merken dat u en uw personeel door de overzichtelijke interface en de gemakkelijke opzet snel met Mediadent vertrouwd zullen zijn.

Naadloze koppeling

De naadloze koppeling met diverse digitale systemen betekent voor u dat u bij een eventuele uitbreiding niet gebonden bent aan één hardware leverancier.

Met Mediadent kunt u rechtstreeks acquisitie plegen van :

- CCD & CMOS Sensoren
- Digitale OPG/RSP apparaten
- Fosforsystemen
- Flatbed scanners (voor digitaliseren van bestaande röntgen opnames)
- Intra-Orale Camera's
- Digitale Camera's

Conversie huidig pakket naar Mediadent

Overstappen van uw huidig systeem naar Mediadent? Imagelevel kan de meeste pakketten direct converteren. Onze specialisten staan u hierover graag te woord.

Installatie & onderhoud




ImageLevel beschikt over een eigen IT technische dienst. Alle installaties worden dus door ImageLevel zelf uitgevoerd. Ook op het gebied van onderhoud en technische dienst zijn wij de juiste partner.

Systeemvereisten

IBM compatible computer, 512 MB RAM, CD-ROM, Windows 2000, 2003, XP, Vista of 7.

Mediadent is probleemloos te gebruiken met o.a. :

- | | | |
|----------------|-------------------|----------------|
| • Morita | • Dexis | • Bluex |
| • Gendex | • Owandy/Julie | • Sirona |
| • Progeny | • Dent-X | • Soredex |
| • Cefla | • Dürr | • Suni |
| • Fimet | • Instrumentarium | • Hamamatsu |
| • Schick | • Planmeca | • VaTech/E-Woo |
| • Kodak/Trophy | • Asahi | • Visiodent... |



Optionele beschikbare modules :

- De **implantmodule** beschikt over een bibliotheek met implantaten van een 20-tal merken, zodat u kan zien of bepaalde implantaten passen of niet.
- **DICOM PACS** communication module met DICOM print, worklist, enz. voor klinieken en universiteiten.
- Met de **D.F.O.** editie (Dento Facial Orthopedics) kan u RSP-opnamen uittekenen. De module bevat tal van analyses zoals Ricketts, Steiner, Wits, Sassouni, Mc Gann, Cog, Downs ... Door middel van de analyse editor kan u ook uw eigen analyse maken.

