



Gamme complète de Laveurs-Désinfecteurs ISO 15 883

www.gamasonic.eu

ZAC DE L'ANGAUD - B.P. 52 - 63160 BILLOM - FRANCE

TÉL. 04 73 68 90 26 - FAX 04 73 68 97 43 - Mail : gamasonic@orange.fr

Laveur-Désinfecteur SONODYN


le 2 en 1

LAVEUR-DÉSINFECTEUR qui associe le nettoyage
de l'instrumentation Médico-Chirurgicale ET de l'instrumentation Rotative
(Turbines - Pièces à main - Contre angles)



◀ SONODYN par GAMASONIC

Capacité de nettoyage
de 6 instruments par panier



**Laveur-Désinfecteur
EN ISO 15883-1**
(Dispositif Médical Classe IIb)



◀ DYN 6 par GAMASONIC

Laveur-Désinfecteur destiné à l'asepsie
des Instruments Rotatifs
(Capacité : 6 à 24 instruments)

La Chaîne manuelle

« On ne stérilise que ce qui est propre et sec »

Gamasonic

1 Pré-désinfection **3** Nettoyage par ultrasons **5** Séchage

2 Lavage

4 Rinçage



La chaîne d'asepsie manuelle par GAMASONIC

Laveur-Désinfecteur SNC Digital

Le passage incontournable avant la stérilisation



Version automatique



Manipulation réduite



Laveur-Désinfecteur
EN ISO 15883-1
(Dispositif Médical Classe IIb)

Laveur-Désinfecteur par GAMASONIC

Les produits consommables

(Dispositifs médicaux de classe IIb)

- **DETERBAKT®** (Pré-désinfection)
- **DX25** (Nettoyage-Désinfection de l'instrumentation dynamique)
- **PROCLEAN** (Nettoyage par Ultrasons)
- **DPH 21** (Rinçage)
- **DYNASEPT®**
(Nettoyage - Désinfection de l'instrumentation dynamique)
- **STERISPRAY®**
(Décontamination permanente des circuits d'eau des sprays)

DETERBAKT®

DX25

PROCLEAN

DPH 21

DYNASEPT®

STERISPRAY®



STERISPRAY®

Le système de désinfection permanent de l'eau des sprays des équipements dentaires STERISPRAY® assure :

- La désinfection permanente du champ opératoire
- La préservation de l'UNIT contre la CONTAMINATION et l'ENTARTRAGE
- L'INACTIVATION de l'ENVIRONNEMENT PATHOGENE dû aux pulvérisations

STERISPRAY® SP2



Dosage automatique du produit STERISPRAY® L2

STERISPRAY® M



Dosage manuel du produit STERISPRAY® L2

www.gamasonic.eu

ZAC DE L'ANGAUD - B.P. 52 - 63160 BILLOM - FRANCE
TÉL. 04 73 68 90 26 - FAX 04 73 68 97 43 - Mail : gamasonic@orange.fr