

Valable jusqu'au 30/06/2021

Bien Air⁺
Dental

OFFRES 2021

NEW
LUBRICARE



DISCOVER THE BEST OF SWISS TECHNOLOGY

SWISS  MADE

Bien-Air France Sàrl

19-21 rue du 8 Mai 1945 94110 Arcueil France Tél. +33 (0)1 49 08 02 60 Fax +33 (0)1 46 64 86 58 vente.fr@bienair.com www.bienair.com

NEW

Bien Air⁺
Dental

Lubricare 2



Lubricare 2 effectue la maintenance des pièces à main (lubrification et nettoyage), ce qui est essentiel pour un travail quotidien.

>>> Jusqu'à quatre pièces à main en peu de temps

 SEULEMENT 20 SEC.

Grâce aux différents modes de fonctionnement préprogrammés adaptés spécifiquement à chaque pièce à main, Lubricare 2 peut effectuer automatiquement l'entretien de quatre pièces à main maximum en peu de temps. Lubricare 2 élimine efficacement le surplus d'huile, ce qui permet un entretien rapide. Il nettoie une turbine en 20 secondes environ et un contre-angle en 40 secondes.


>>> Système Clean Airblow

En utilisant le système de double électrovannes et un conduit dédié à l'air propre, le système peut fournir de l'air propre sans mélange d'huile. Pendant le processus d'élimination de l'eau avant la lubrification, le système élimine l'eau dans la tête, ce qui maximise les résultats de la lubrification et minimise la période d'inactivité avant la pratique.



Entretien
rapide, efficient
et économique

>>> Avec Spraynet[®]
Pour une hygiène impeccable

 99.99% de réduction
de la charge microbienne

Pour obtenir de meilleurs résultats, Bien-Air recommande vivement l'utilisation de Spraynet[®], dont il est prouvé qu'il réduit 99,99% de la charge microbienne.



>>> Nettoyage facilité

Le panneau de commande est lisse afin de faciliter le nettoyage et la porte peut être retirée pour un meilleur accès. Lubricare 2 intègre un mécanisme d'aspiration des vapeurs d'huile pour empêcher la diffusion d'aérosols lors de son utilisation.

SWISS  MADE

OFFRE SPÉCIALE

PACK HYGIÈNE




LUBRICARE 2
2 750 €

1 x LUBRICARE 2 REF. 1601156-001
1 x DUO PACK MAINTENANCE
1 x FORMATION GRATUITE



**FORMATION
GRATUITE**

Sur le cycle
de maintenance
des instruments dynamiques



SCANNEZ LE QR CODE
ou CONTACTEZ-NOUS
01 49 08 02 60

+ DUO PACK DE MAINTENANCE
Spraynet® et Lubrifluid®

Compatible avec les pièces
à main et les produits de
nettoyage d'autres fabricants

Lubricare 2 est compatible avec toutes les turbines et pièces à main électriques de Bien-Air, Lubrifluid® et Spraynet®, ainsi qu'avec les pièces à main et les produits de nettoyage ou de lubrification d'autres fabricants. Des raccords et un support de pulvérisation supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser des produits non fournis par Bien-Air.

**NOUVEAU
ONLINE SHOP**
www.bienair.com/eshop

**GARANTIE
24 MOIS**

S W I S S  M A D E

PRIX TTC

Eviter les contaminations croisées grâce au système de valve anti-retour



AVEC VALVE ANTI-RETOUR



- ✓ Turbine Bora
- ✓ Turbine Prestige
- ✓ Turbine Tornado
- ✓ Contre-angle CA
- ✓ Contre-angle EVO.15
- ✓ Raccord Unifix® Bien-Air

TURBINES

GAMME PREMIUM

LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ

TORNADO

1 090€

GARANTIE 2 ANS

1X TORNADO LED REF 1600908-001
OU TORNADO LK REF 1600907-001

LA PETITE TÊTE LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ

TORNADO S

1 090€

GARANTIE 2 ANS

1X TORNADO S LED REF 1600933-001
OU TORNADO S LK REF 1600932-001

LA PLUS FIABLE DU MARCHÉ

TORNADO X

990€

GARANTIE 5 ANS

1X TORNADO X LED REF 1601085-001
OU TORNADO X LK REF 1601086-001

CONTRE ANGLES

PREMIUM

DISPONIBLE EN **micro** SERIES

CA EVO.15 1:5L

1 190€

GARANTIE 3 ANS

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001
OU 1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001

- Petite tête (10% plus petite*)
- Technologie anti-chauffe CoolTouch+™
- Tête antichoc
- 55dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins

* En comparaison avec les gammes CA 1:5 ou CA 1:1



DISPONIBLE EN **micro** SERIES

CA EVO.15 1:1L

860€

GARANTIE 2 ANS

1X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001
OU 1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001

- Petite tête (10% plus petite*)
- Tête antichoc
- 55dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins

* En comparaison avec les gammes CA 1:5 ou CA 1:1

DUOS PACKS

DUO PACK TORNADO

2 070€

~~2 180€~~

2X TORNADO LED REF 1600908-001
OU
2 X TORNADO LK REF 1600907-001

DUO PACK TORNADO X

1 890€

~~1 980€~~

2X TORNADO X LED REF 1601085-001
OU
2 X TORNADO X LK REF 1601086-001

DUOS PACKS

DUO PACK MIX CA EVO.15

1 950€

~~2 050€~~

1X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001
GARANTIE 3 ANS
+
1 X CA EVO.15 1:1L MICRO-SERIES REF 1600938-001
GARANTIE 2 ANS
OU
1X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001
GARANTIE 3 ANS
+
1X CA EVO.15 1:1L STANDARD REF 1600939-001
GARANTIE 2 ANS

DUO PACK CA EVO.15 1:5L

2 140€

~~2 380€~~

2X CA EVO.15 1:5L MICRO-SERIES REF 1600940-001
GARANTIE 3 ANS
OU
2X CA EVO.15 1:5L STANDARD REF 1600941-001
GARANTIE 3 ANS

PRIX TTC




Scannez le QR code ou sur sur www.bienair.com
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES DU MOMENT DEPUIS VOTRE CABINET ONLINE SHOP BIEN-AIR

NOUVEAU ONLINE SHOP
www.bienair.com/eshop

TURBINES & RACCORDS GAMME CLASSIQUE

TURBINES LUMIERE

BORA  /
BORA LK

790€

BORA LED REF 1600638-001
OU
BORA LK REF 1600732-001

- 17 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*

PRESTIGE LED/
PRESTIGE LK

890€

PRESTIGE LED REF 1600641-001
OU
PRESTIGE LK REF 1600734-001

- 12 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie*



PLANCARE

PROGRAMME D'EXTENSION DE GARANTIE BIEN-AIR

180€

REF 2500675

Grâce à notre pack d'extension de garantie PlanCare Bien-Air, bénéficiez de 12 mois supplémentaires d'assistance continue sur tous vos matériels Bien-Air. Pour toute information contactez-nous au 01 49 08 02 60.

TURBINES NON LUMIERE

BORALINA

535€

BORALINA REF 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie*

BLACKPEARL ECO 4V

315€

BLACKPEARL ECO 4V REF 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie*

RACCORDS SANS RÉGLAGE

RACCORD
UNIFIX 4 VOIES

215€

REF 1600363-001



RACCORD
RA LK 

255€

REF 1600902-001



RACCORD
UNIFIX

305€

REF 1600086-001



RACCORD
LK 

305€

REF 1600866-001



RACCORDS SPRAY RÉGLABLE

CONTRE ANGLES – PIÈCES À MAIN – MICROMOTEURS

CLASSIC



DISPONIBLE EN
micro
SERIES

CA 1:5L

860€

GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:5L
MICRO-SERIES
REF 1600690-001
OU 1X CA 1:5L STANDARD
REF 1600386-001



DISPONIBLE EN
micro
SERIES

CA 1:1L

760€

GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:1L
MICRO-SERIES
REF 1600691-001
OU 1X CA 1:1L STANDARD
REF 1600384-001



CA 10:1L

990€

GARANTIE 2 ANS

1X CA 10:1L
REF 1600385-001



DISPONIBLE EN
micro
SERIES

PM 1:1

560€

1X PM 1:1 MICRO-SERIES
REF 1600693-001

OU 1X PM 1:1 STANDARD
REF 1600383-001



CA 8:1

780€

STANDARD
REF 1600911-001



MICROMOTEUR
MC3 LED / MC3 LK

890€

GARANTIE 18 MOIS

1X MC3 LED REF 1600680-001
OU 1X MC3 LK REF 1600077-001



MICROMOTEUR
MC2 LED / MC2 ISOLITE 300

890€

GARANTIE 18 MOIS

1X MC2 LED REF 1600681-001
OU 1X MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001

DUOS PACKS



DISPONIBLE EN
micro
SERIES

DUO PACK CA 1:5L

1 520€

~~1 720€~~
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:5L MICRO-SERIES
REF 1600690-001
OU 1X CA 1:5L STANDARD
REF 1600386-001



DISPONIBLE EN
micro
SERIES

DUO PACK CA 1:1L

1 320€

~~1 520€~~
GARANTIE 2 ANS

1X CA 1:1L MICRO-SERIES
REF 1600691-001
OU 1X CA 1:1L STANDARD
REF 1600384-001

PRIX TTC

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGIE

Dentiste généraliste ou implantologue confirmé, le New Chiropro est la solution simple et rapide pour vos interventions d'implantologie,



PURE SIMPLICITÉ
NAVIGATION INTUITIVE
Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

SWISS  MADE

- ✓ Navigation intuitive un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series Jusqu'à 3 ans de garantie*
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique Jusqu'à 4 ans de garantie**
- ✓ Couple maximum 70 Ncm



NEW CHIROPRO avec 1 contre-angle 20:1 L

3 600 €

SET CHIROPRO 3RD GENERATION
REF. 1700707-001

Le SET comprend:

- 1 x console New Chiropro
- 1 x contre-angle CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main

PM 1:1 IRRIGATION EXTERNE

560€

1X PM 1:1 REF 1600052-001

- Spray externe
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage



CA 20:1L

1 210€

1X CA 20:1L MICRO-SERIES
REF 1600692-001

OU 1X CA 20:1L STANDARD
REF 1600598-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion
- Technologie d'irrigation brevetée



SET MX-i LED + CORDON (POUR NEW CHIROPRO)

1 435€ ~~1 765€~~

REF 1700744-001



CORDON :

605€

REF 1601009-001
vendu seul

MX-I 3RD GEN :

1 160€

REF 1601008-001
vendu seul

PRIX TTC

* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.
** La garantie Bien-Air standard de 3 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE ORALE


PURE SIMPLICITÉ

Le Chiropro PLUS a été spécialement conçu pour les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens maxillo-facial. Grâce à ses multiples combinaisons possibles, le Chiropro PLUS est le système idéal pour réaliser l'ensemble de vos interventions d'implantologie, de parodontologie et de chirurgie orale, y compris l'extraction de dents de sagesse.



SWISS  MADE

- ✓ **Navigation intuitive**
Un seul et unique bouton rotatif de commande
- ✓ **Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series**
Jusqu'à 3 ans de garantie**
- ✓ **Micromoteur MX-i Led PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques**
Jusqu'à 4 ans de garantie**
- ✓ **Couple maximum 80 Ncm**



CA 1:2.5 L MS

1 210 €

REF 1601055-001
New Contre-angle CA 1:2,5 L

- Ratio 1:2,5 L- pour vos interventions de chirurgie ou de parodontie
 - Technologie d'irrigation brevetée
 - Technologie de barreaux en verre multibrins
 - Multiplicateur 1:2,5 – vitesse maximale 100 000rpm
 - Résistance élevée à la corrosion
- Jusqu'à 2 ans de garantie



NEW CHIROPRO PLUS

avec 1 contre-angle 1:2,5 L ou 20:1 L

4 290 €

1 X SET 3RD GENERATION PLUS INCLUANT CA 1:2,5L
REF.1700751-001
OU
1 X SET 3RD GENERATION PLUS INCLUANT CA 20:1 L
REF.1700709-001

Le SET comprend :

- 1 x console New Chiropro Plus
- 1 x contre-angle CA 1:2,5 L
- ou 1 x CA 20:1 L
- 1 x micromoteur MX-i LED 3rd Gen
- 1 x câble MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pédale de contrôle
- 1 x support pièce à main

PM 1:2 IRRIGATION EXTERNE

1 090 €

1X PM 1:2 REF 1600436-001
Jusqu'à 2 ans de garantie

- Spray externe
- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

SET MX-i PLUS + CORDON
(pour new chiropro plus)

1 435 € + 805 €

REF 1700758-001

CORDON :
625 €

REF 1601069-001
vendu seul

MX-i PLUS :

1 180 €

REF 1600755-001
vendu seul

PRIX TTC



* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.
** La garantie Bien-Air standard de 3 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

IMPLANTOLOGIE & CHIRURGIE



IPAD NON INCLUS

SET iCHIROPRO 5'190€

1 x SET iCHIROPRO RÉF. 1700440-001
(INCLUS CONTRE-ANGLE LUMIÈRE CA 20:1 L MICRO-SERIES)

- Opérations multi-implants
- Séquences opératoires préprogrammées
- Rapport d'opération et dossier patient
- Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- Interface multi-utilisateurs
- Lecteur de code-barres d'implants
- Couple > 70 Ncm

Offre :

- 1 x console iChiropro
- 1 x contre-angle CA 20:1L Micro-séries
- 1 x micromoteur MX-i LED
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 1 x support pièce à main

LIGNES D'IRRIGATION USAGE UNIQUE

87 €

10 x LIGNES D'IRRIGATION
RÉF. 1500984-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO ET NEW CHIROPRO PLUS)

85 €

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3RD GEN
RÉF. 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

FILMS DE PROTECTION STÉRILES

65 €

10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES IPAD
RÉF. 1501746-010


OU 10x FILM DE PROTECTION STÉRILE
NEW CHIROPRO
RÉF. 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

PRIX TTC

Spraynet® élimine 99.99% de la charge microbienne



Parce que la sécurité du patient a toujours été notre priorité, les instruments Bien-Air ont été spécialement conçus afin de protéger vos patients des contaminations croisées. Notre gamme de produits de maintenance vous offre la garantie d'une hygiène impeccable et d'une longévité optimale pour vos instruments Bien-Air.

Aujourd'hui plus que jamais, notre désinfectant Spraynet® (exclusivité Bien-Air) est votre allié.

Pour plus d'informations sur les produits d'entretien Bien-Air :
www.maintenance.bienair.com

HYGIENE & MAINTENANCE



NETTOYAGE & DESINFECTION

258 €

SOIT 43€/ BOUTEILLE

CARTON DE 6 BOUTEILLES
1X SPRAYNET

REF 1600036-006



LUBRIFICATION

258 €

SOIT 43€/ BOUTEILLE

CARTON DE 6 BOUTEILLES
1X LUBRIFLUID

REF 1600064-006



SPECIFIQUE CHIRURGIE

(NETTOYANT POUR INSTRUMENTS
AVEC LIQUIDE PHYSIOLOGIQUE)

228 €

SOIT 38€/ BOUTEILLE

CARTON DE 6 BOUTEILLES
1X AQUACARE

REF 1600617-006



LUBRIMED (BOÎTE DE 6 CARTOUCHES)

36 €

1 X LUBRIMED
REF. 1600037-006



Scannez le QR code ou sur www.bienair.com

ONLINE SHOP BIEN-AIR

**NOUVEAU
ONLINE SHOP**
www.bienair.com/eshop

**RETROUVEZ
NOS OFFRES DU MOMENT
DEPUIS VOTRE CABINET**
SUR NOTRE
ONLINE SHOP



Scannez le QR
code ou sur
www.bienair.com



NOTRE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Bien-Air France
*Centre Technique
& Commercial*
01 49 08 02 60

Contactez-nous pour connaître
le distributeur agréé Bien-Air
le plus proche de votre cabinet



Ludovic Pernet
Commercial Nord
07 63 86 83 45

Stéphane Pelloin
Commercial Ouest
06 98 44 53 05

Nathalie Brion
Commerciale Sud
06 68 47 29 40

... pour toutes vos questions techniques et commerciales