



# step one-box

## Indications

La Step One-Box est une boîte thermo-désinfectable avec égouttoir, compartiments modulables, bouchon de vidange et couvercle. Elle peut contenir cassettes ou instruments en vrac, selon votre organisation dans le cabinet.



## Les avantages du produit

- + **Facilement transportable**, même en contenant la mousse Step One-S, elle contribue à limiter les troubles musculo-squelettiques.
- + **Couvercle entrant**, étanche à l'évaporation et facilement repositionnable d'une seule main.
- + **Compartiments modulables** grâce à des cales fixables et démontables dans l'égouttoir facilitant un pré-rangement des instruments.
- + **Système de vidange unique et sécurisé** grâce à un bouchon clipsé au fond de la boîte limitant les manipulations au moment de la vider. L'écoulement est progressif, empêche les projections dans l'évier et évite d'inonder le poste de travail.
- + **Égouttoir** indépendant inclus dans la box. Un support intégré permet de poser l'égouttoir sur la boîte, afin d'égoutter les instruments à l'intérieur de la box. Cette fonction innovante limite la contamination de la paillasse en salle de stérilisation.
- + **Indication des graduations de volume** sur le plastique translucide, afin de simplifier les dilutions des produits détergents-désinfectants par immersion.



## Conditionnement

3 dimensions de boîtes, pour recevoir des instruments en vrac ou des cassettes de toute taille.

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
<b>Référence produit</b>	SO-BOX/T1/N	SO-BOX/T2/N	SO-BOX/T3/N
<b>Dimensions externes (en mm)</b>	367,5 x 262,5 x 140	290 x 262,5 x 140	212,5 x 262,5 x 140
<b>Dimensions internes (en mm)</b>	297 x 215 x 110	215 x 215 x 110	215 x 141 x 110
<b>Volume*</b>	5l	4l	3l
<b>Séparateurs</b>	3	2	1

\* Volume max. à ne pas dépasser, donné à titre indicatif.