

# Catalogue général



# OMS

## Your Dental Unitness

OMS a plus de 60 années d'expérience et de connaissance dans le secteur dentaire, OMS est connue dans le monde entier par les opérateurs du secteur comme producteur innovant et fiable d'unités de soins dentaires pour les hôpitaux, les cliniques et cabinets dentaires privés. OMS est une combinaison entre la solidité d'une société à la pointe avec la flexibilité d'un atelier créatif : ses unités de soins dentaires sont conçues en utilisant des matériaux de tout premier choix, caractérisées par le design made in Italie avec des fonctionnalités ergonomiques les plus hautes. En outre, nous pouvons personnaliser les équipements, les fonctions, la couleur des skais de nos fauteuils. Pour toutes ces raisons, en choisissant OMS, votre unité de soins sera unique : Your Dental Unitness.

## Index

Universal Top avec Moon ambidextre	20
Universal Top avec Moon	22
Universal Top avec repose-jambes repliable Moon	24
Universal Top avec cordons pendants (Drop)	26
Universal Top avec Kart	27
Carving Plus avec Moon	28
Carving	30
Carving avec cordons pendants (Drop)	32
Carving avec Kart	33
Universal Star	34
Universal Top avec Star	36
Carving avec Star	37
Virtuosus Plus 2020	38
Patavium Plus 2020	40
Esse Plus	42
Virtuosus 2020	44
Linea Patavium 2020	46
Linea Esse	48
Linea Esse avec cordons pendants (Drop)	50
Linea Esse avec Kart	52
Tempo 9 ELX	53
Punto Kart	54



## Choisissez la configuration groupe hydrique/ fauteuil.

Le type de configuration groupe hydrique-fauteuil est la première, choix essentiel pour obtenir l'unité de soin dentaire la plus appropriée à vos besoins. OVS vous offre trois options : toutes avantageuses et simple à utiliser, chacune pour les différentes habitudes et nécessités de travail :



**1**

Groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu



**2**

Groupe hydrique à colonne et fauteuil à terre



**3**

Groupe hydrique mobile suspendu et fauteuil solidaire



**1**

## **Groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu.**

Stabilité, hygiène, ergonomie. Le fauteuil suspendu a été projeté pour garantir la stabilité maximale parmi d'un assemblage équilibré au groupe hydrique à colonne. La base en acier est résistante à tout agent corrosif présent dans les produits pour le nettoyage. Extrêmement ergonomique, grâce au système de levage latéral, le fauteuil accompagne sans effort tout mouvement (changements de posture/position et ajustements de l'appuie-tête) et après le rinçage, permet de retourner à la dernière position de travail sans devoir ajuster à nouveau la lampe ou la tablette porte instruments. En outre, l'articulation (en option) au niveau des genoux (pliable en position chaise) rend encore plus pratique s'asseoir et se lever de votre fauteuil. Dentistes et assistantes peuvent exécuter les soins dentaires de la manière la plus confortable avec une vaste espace de manœuvre pour plusieurs opérations tels que orthodontie, soins dentaire et chirurgie.



**2**

### **Groupe hydrique à colonne et fauteuil à terre.**


Extraordinaire stabilité pour garantir précision pendant le soin dentaire. Puisque le groupe hydrique à colonne et le fauteuil sont éléments indépendants, toute vibration est réduite au maximum. Cette configuration est idéale pour monter des instruments particulièrement sensibles au moindre mouvement, comme le microscope ou la lampe équipée d'une caméra. De plus, les deux points de connexion pour les tuyaux d'évacuation – sous la colonne ou sous le fauteuil – rendent l'installation de l'unité de soins encore plus facile et adaptable aux exigences et aux habitudes de travail de chaque cabinet.



**3**

### **Groupe hydrique mobile suspendu et fauteuil solidaire.**

La configuration qui reflète le mieux la philosophie de travail de l'« école italienne ». Le dentiste peut ouvrir le groupe hydrique mobile jusqu'à 90°, en facilitant le travail de l'assistante. La position de rinçage peut être activée en tout moment, simplement en soulevant le dossier du fauteuil, sans autres mouvements. C'est la parfaite solution pour optimiser temps et organisation du travail de façon efficace, pour atteindre la satisfaction de l'équipe soignante et celle du patient.





## Organisez vos instruments OMS.

OMS vous permet de choisir comment gérer vos instruments en fonction de vos habitudes de travail et de l'espace à votre disposition et aux demandes de spécialisation:

La tablette praticien intégrée à l'unité de soins grâce à la disposition All-around, la tablette Star suspendue (suspendue au plafond avec lampe scialytique) ou Kart (avec chariot mobile)



### All-Around

La tablette est intégrée à l'unité de soins avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables ou avec cordons pendants.



### Star

la tablette praticien avec suspension au plafond avec technologie La tablette est intégrée à l'unité de soins avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables et/ou lampe scialytique.



### Kart

la tablette praticien en céramique sur chariot mobile avec cordons pendants.



## All-Around

**Tablette praticien intégrée  
à l'unité de soins,  
avec système S.P.R.I.D.O.  
ou avec cordons pendants  
(Drop).**

Le choix dépend des besoins du dentiste et de ses habitudes, ainsi que des exigences du cabinet et de sa configuration. Cette tablette peut être fournie avec clavier noir et blanc ou avec afficheur couleur, avec une ou deux poignées. En outre, la tablette peut être combinée à un plateau simple ou double.



## Star

**La tablette praticien suspendue au plafond est totalement ambidextre avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables et/ou lampe scialytique.**

Le dentiste, qu'il soit droitier ou gaucher, a plus d'espace d'intervention pour chaque type de traitement, l'environnement du cabinet joue un rôle essentiel en suscitant anxiété et peur chez le patient, cette tablette a l'avantage d'avoir un impact positif sur ses émotions et son attitude pendant le traitement : elle peut facilement revenir en arrière ou vers le haut, hors de sa vue.



## Kart

**Tablette praticien sur chariot mobile avec technologie Drop, c'est-à-dire avec cordons pendants.**

Le chariot peut être équipé avec plusieurs instruments (détartreur, micromoteur, turbines) grâce à un large plan d'appui. Léger et compact, peut être déplacé sans aucun effort et positionné où l'on souhaite. Pour un cabinet rangé, cela permet un nettoyage avant-traitement soigneux et simple, avec un contrôle des infections efficace et sûr. Le chariot mobile Kart peut travailler de manière autonome (stand-alone) ou être connecté à l'unité dentaire.



## Choisissez le confort pour vos patients !

Prenons le temps d'y réfléchir : chaque patient est différent. C'est pourquoi dans la conception et production d'un unit dentaire de qualité, OMS considère qu'il est fondamentale la réalisation d'un fauteuil ergonomique, qui s'adapte au corps et à la hauteur des attentes de chaque patient, en équilibrant facteurs clés comme : posture, support pour le dos, cou, tête.

Un traitement dentaire efficace dépend surtout du confort donné au patient. Swan, Moon et Arcadia EXT sont les fauteuils conçus pour un confort total qui peut soulager la douleur et prévenir le stress ou l'anxiété.



### Swan

Un fauteuil robuste, caractérisé par une grande stabilité. Posé au sol, le fauteuil est ancré au groupe hydrique à colonne avec encombrement faible. Compensation du dossier de série et accoudoirs, pour un optimal support du bas de dos. Position Trendelenburg compris. Le fauteuil Swan est symétrique et peut être utilisé aussi bien par les droitiers que par les gauchers.



### Moon

Fauteuil disponible dans les versions suivantes : cantilever, suspendu, sur sol, sur sol adapté au groupe hydrique mobile, suspendu. Disponible aussi en version solidaire avec connections air/eau extrêmement fonctionnelles. Moon peut être équipée avec deux accoudoirs (synchronisés avec le dossier), l'articulation au niveau des genoux (seulement dans la version cantilever, suspendu). Dossier pliable jusqu'à 90° en permettant la position assise droite. Design élégant et confortable, stabilité maximale et mouvements silencieux.



### Arcadia EXT

Le châssis au-dessous de l'assise avec conformation « cubique » caractérise ce fauteuil original et performant. Suspendu ou adapté au groupe hydrique à colonne, peut bénéficier d'un dossier asymétrique, avec un espace dans la partie droite qui permet au dentiste de s'approcher de la cavité buccale du patient. Les connections air/eau sont positionnées horizontalement au-dessous du fauteuil, pour garantir un entretien facile et rapide.



## Swan

La stabilité et fermeté de ce fauteuil, soit au sol soit assemblé au groupe hydrique à colonne, sont garanties par la robuste base en acier et par le sophistiqué système anti-écrasement. Grâce à son hauteur totale de 82 cm, Swan facilite la posture du dentiste pendant son travail assis ou debout. En outre, dans la partie postérieure du dossier, on trouve 9 mémoires programmables pour enregistrer 9 différentes configurations de travail. Le large dossier symétrique et le siège assurent une bonne et correcte posture même des patients les plus grands et à la structure corporelle plus robuste, sans risque de glissement. L'extraordinaire confort de Swan dérive aussi de son système de compensation, breveté par OMS, qui entre en fonction automatiquement quand le dossier est en mouvement (y compris la position Trendelenburg) et d'un confortable et pratique appuie-pieds pliable.

Swan est recommandé pour tout type d'intervention chirurgicale qui ne nécessite pas d'utiliser le groupe hydrique à colonne : pour exemple, opérations de cosmétique dentaire, exécutées par dentistes soit droitiers soit gauchers.



## Moon


La versatilité et originalité de ce fauteuil sont évidentes dans les trois versions disponibles : fauteuil cantilever (suspendue), au sol, au sol assemblé au groupe hydrique mobile, suspendu. Dans chaque configuration, le pantographe au-dessous du dossier garantit repositionnements efficaces et silencieux, le fauteuil Moon s'adapte à tous les patients, même des personnes avec handicap (en utilisant la plateforme Libra\* pour le positionnement du fauteuil roulant de la PMR), des enfants (grâce au set complet Ugo). Ce fauteuil peut être fourni avec les deux accoudoirs, synchronisés avec le dossier, ajustable jusqu'à 90° pour une assise droite. Il est disponible avec l'articulation (en option) au niveau des genoux (pliable en position chaise) avec la version cantilever, suspendue et, sur demande toutes les configurations peuvent avoir le skai super-memory. L'appuie-tête standard, avec double articulation ou bien 3D, permet un excellent support et confort du cou et de la tête. Le fauteuil Moon est conçu pour des traitements dentaires complets, de la prévention aux traitements pour restauration et reconstruction.



## Arcadia EXT

La fermeté et fiabilité de ce fauteuil, soit au sol soit assemblé au groupe hydrique à colonne, sont évidents grâce au solide pantographe avec conformation « cubique » positionné au-dessous du dossier. Ce dernier est connecté à un dossier très fonctionnel, avec un profil arrondi dans la partie droite : une asymétrie qui permet des conditions de travail optimales, avec une approche thérapeutique du patient, comme le meilleur moyen d'accéder à la cavité buccale. En recréant un environnement ergonomique et sain, Arcadia Ext aide la prévention des désordres musculo-squelettiques du dentiste, avec la réduction du stress et plus de confort.

\*Demandez la brochure dédiée à LIBRA ou visitez le site web [www.omsdentalunits.it](http://www.omsdentalunits.it) pour une description détaillée du produit.





## Quel type de traitement proposez-vous ?

Le choix de l'unité dentaire la plus appropriée dépend de votre spécialisation, votre carrière professionnelle, expérience et, bien sûr, de vos attentes en termes d'excellence avec vos patients.

C'est pourquoi OMS veut focaliser votre attention sur la configuration et l'ergonomie de la tablette praticien et de la tablette assistant : un choix soigné vous assure un utilise plus hygiénique et rapide des instruments et accessoires pour les différents types de traitement, comme orthodontie de prévention, curative et cosmétique.

Extrêmement importante aussi le système de contrôle utilisé pour le positionnement et ajustement du fauteuil, ainsi que le fonctionnement des instruments et les configurations pour le dossier, appuie-tête, accoudoir et appui-pieds, éléments essentiels pour garantir grand relax et confort des patients.

Que vous soyez à point d'ouvrir un nouveau cabinet dentaire ou que vous vouliez moderniser celui existant avec une nouvelle unité dentaire, OMS est à vos côtés avec les solutions les plus sophistiquées et à la pointe, pour répondre à vos besoins, même en termes de conception et personnalisation.

## Préférez-vous la technologie S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants ?



+

La tablette praticien OMS est équipée avec deux types de technologie : S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants. Les unités de soins OMS peuvent être aménagées selon deux configurations de base :

- \*4 instruments : seringue et trois instruments dynamiques
- \*5 instruments : seringue et 4 instruments dynamiques

## Quel est ton clavier préféré ?



+

La tablette praticien et la tablette assistant OMS sont disponibles avec un clavier à membrane et écran monochrome ou couleur. Également disponible dans la version avec commandes touch et écran intégré.

## De quel type d'appuie tête avez-vous besoin ?



+

OMS Vous offre 3 types d'appuie tête très ergonomiques : standard, à double articulation (y compris dans la version avec déclic) avec deux confortables positionnements et 3D caractérisée par 3 mouvements pour garantir un confort maximal à tout type de patient.


## De quel type de dossier nécessite votre traitement ?



+

OMS a projeté différents dossiers selon les exigences du traitement. En orthodontie, vous pouvez opter pour la version Long Moon, qui permet soit au dentiste soit à l'assistant de s'approcher ultérieurement à la cavité buccale du patient. Le dossier Standard Arcadia, au contraire est préférable en endodontie, car il y a une courbature à l'intérieure dans la partie droite : de cette façon, le dentiste peut rejoindre très facilement la cavité buccale. Large Moon Swan est utilisé pour la chirurgie dentaire qui nécessite plusieurs heures de traitement. La tapisserie super memory est disponible dans toutes les versions.


## Voulez-vous plus de sécurité pour vous-même et vos patients ?



+

En équipant l'unité dentaire avec le dispositif optionnel WEK ou WEK Light, l'eau qui arrive aux instruments et au crachoir, est traitée avec peroxyde d'hydrogène pour éviter la formation des algues et de Légionellose à l'intérieur de l'unit dentaire et prévenir contaminations avec virus et bactérie.

## Etes-vous à la recherche d'un design ergonomique en chaque détail ?



+

OMS vous offre un bras pour la tablette assistant très performant : le bras pantographé, se déplace dans toutes les directions sans aucun effort, en assurant fonctionnement stable, sans problèmes, avec la possibilité de travailler seul, si nécessaire.

## Avez-vous besoin d'un extra support pour les tuyaux d'aspiration sur la tablette praticien ?



+

La tablette praticien peut être équipée avec un extra support pour héberger deux tuyaux d'aspiration supplémentaires. Cette option vous permet de travailler seul ou avec votre assistent. De toute façon, vous avez un accès rapide et facile aux instruments et aux canules d'aspiration.

## Avez-vous pensé à la pédale ?



+

La pédale vous permet de déplacer le fauteuil et changer la puissance des instruments. En outre, on peut insérer le spray. Avec cette solution, les fonctions les plus utilisées sont toujours « à portée de pied ».





## Une gamme complète, des solutions sur mesure.

Grâce à une connaissance technique développée en 60 ans d'expérience dans la production de matériel dentaire, OMS est en mesure de répondre à toutes les demandes spécifiques en identifiant l'unité dentaire la plus adaptée à votre cabinet dentaire, ainsi que de proposer des solutions hautement personnalisées, pour un environnement de travail ergonomique, caractérisé par l'efficacité et le confort. Après avoir considéré les trois éléments principaux qui composent un unit dentaire, le groupe hydrique, le fauteuil, la tablette praticien et le type de gestion des instruments disponibles (All-Around, Star, Kart), vous pouvez maintenant choisir le modèle d'unit dentaire qui correspond parfaitement à vos attentes.

N'oubliez pas que chaque produit peut être équipé d'une large gamme d'options supplémentaires pour personnaliser les fauteuils Swan, Moon et Arcadia EXT, telles que les têtières, les accoudoirs, les dossiers, la couleur du ski.

# Universal Top avec Moon ambidextre



Conçu pour être utilisé par des dentistes droitiers et gauchers, Universal Top ambidextre avec fauteuil Moon réunit le design, ergonomie et caractéristiques techniques très performantes. L'unité dentaire est équipée avec groupe hydrique à colonne avec crachoir en céramique et plan du groupe hydrique en acier inoxydable, fauteuil cantilever suspendu, pivotant jusqu'à 20° : de cette façon, le dentiste peut facilement se déplacer autour de la tête pendant les différents traitements sur les secteurs de la bouche du patient à soigner. La tablette praticien complète de système S.P.R.I.D.O. peut héberger jusqu'à 5 instruments. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d'aspiration vides et un pratique plateau avec clavier à membrane.



+ Fauteuil pivotable jusqu'à 20°



Groupe hydrique à colonne avec fauteuil suspendu



Tablette praticien ALL-AROUND avec technologie S.P.R.I.D.O.



fauteuil Moon avec appuie-pieds pliable.



Produit haut de gamme avec une confortable articulation au niveau des genoux (pliable en position chaise)



+ Vous pouvez changer aisément la configuration droitier/gaucher



+ Vision frontale avec appui-pieds pliable. Vous pouvez parler avec vos patients confortablement



+ Design unique pour la plus haute liberté de mouvement



+ Tablette praticien avec hébergement pour 5 instruments et écran monochrome ou couleur.

+ Unit dentaire haut de gamme pour dentiste droitier et gaucher

# Universal Top avec Moon



Conçue pour être hautement efficace et performante d'un point de vue technologique, cette unité est la carte de visite OMS. Universal Top a un groupe hydrique à colonne avec bassin en céramique et fauteuil pivotante jusqu'à 20 °, réglable grâce à un programme à 4 mémoires. Équipée de la technologie S.P.R.I.D.O., la tablette praticien avec clavier à membrane noir et blanc ou couleur peut accueillir jusqu'à 5 instruments. Sur demande, avec plateau simple ou double. Le tableau de l'assistant peut contenir jusqu'à 2 tubes d'aspiration plus 1 hébergement libre sur le bras pantographé standard.

+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec hauteur totale réduite du bras d'instrument et longue cordon



Groupe hydrique à colonne avec chaise suspendue, cantilever



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil MOON



Tout ce que vous attendez d'une unité dentaire, vous pouvez le trouver ici!




+ Tablette praticien ergonomique et facile à utiliser avec micromoteurs sans brosses



+ tablette assistant avec 2 tuyaux d'aspiration plus un hébergement vide supplémentaire. Bras pantographé inclus

+ Positions de travail illimitées. Chaise pivotante jusqu'à 20° des deux côtés



+ Unité dentaire optimisée pour une plus grande liberté de mouvement



# Universal Top avec repose-jambes repliable Moon



Universal Top, l'unit avec colonne d'eau et fauteuil suspendu, cantilever également disponible avec un repose-jambes extrêmement pratique. Cette configuration est particulièrement adaptée aux traitements dentaires endodontiques et prothétiques. Le fauteuil ergonomique pivote jusqu'à 20°, permettant au dentiste de se déplacer facilement autour du poste de travail, pendant les opérations et les traitements à effectuer dans un alignement approprié vers le patient. La tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. peut accueillir jusqu'à 5 instruments, avec un clavier à membrane noir et blanc ou couleur. Sur demande, il est équipé d'un plateau simple ou double. La tablette assistant peut accueillir jusqu'à 3 tubes d'aspiration placés sur un bras pantographé hautement fonctionnel.



+ Positions de travail illimitées. Chaise pivotante jusqu'à 20° des deux côtés



Group hydrique à colonne avec chaise suspendue



Tablette praticien polyvalente avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil MOON avec repose-pieds pliable



Le produit numéro un de toute la gamme avec une articulation (en option) au niveau des genoux (pliable en position chaise)



+ Possibilité de travailler dans la position 11h00



+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec bras d'instrument réduit en hauteur et longue cordons



+ Repose-jambes pliable

# Universal Top avec cordons pendants



Universal Top, avec groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu, est également disponible dans la version avec cordons pendants. Les avantages des cordons pendants sont nombreux : les instruments se connectent facilement, les cordons suspendus réduisent la fatigue du dentiste et la qualité des matériaux assure une excellente résistance et évite les fuites d'air ou d'eau. La tablette praticien peut accueillir jusqu'à 5 instruments, avec un clavier à membrane noir et blanc ou couleur. Le tableau assistant peut accueillir jusqu'à 3 tuyaux d'aspiration plus 1 hébergement vide pour instrument non dynamique et un grand plateau sur le bras pantographé ou 2 tuyaux d'aspiration plus 1 hébergement vide.

+ Tablette assistant pantographée standard avec double aspiration, plus un vide



+ Tablette praticien en céramique avec grand plan d'appui

+ Sur demande, tablette assistant avec grand plan d'appui.



+ Siège pivotant jusqu'à 20°



Groupe hydrique à colonne avec chaise suspendue/cantilever



Tablette praticien All-Around avec cordons pendants



Fauteuil MOON



Produit numéro un de toute la gamme avec cordons pendants

# Universal Top avec Kart



Unité dentaire avec groupe hydrique à colonne, un fauteuil suspendu cantilever et un chariot mobile en fonte d'aluminium, équipé de 5 instruments avec des cordons pendants. Grâce à une large base de support sur le dessus, tous les outils nécessaires peuvent être facilement utilisés et stockés. Extrêmement léger et compact, le chariot peut être déplacé sans aucun effort, assurant efficacité et rapidité de traitement ainsi que sécurité et propreté dans l'environnement de travail. Le chariot peut être connecté à l'unité ou fonctionner de manière autonome (stand-alone). Universal Top avec Kart a été conçu pour les traitements dentaires et les opérations chirurgicales qui nécessitant un espace de travail extrêmement grand.

+ En standard, tablette assistante sur bras pantographé avec 2 tuyaux d'aspiration plus un hébergement vide

+ Sur demande, tablette assistant avec grande surface d'appui.





+ Tablette praticien en céramique avec grande surface d'appui.


Siège pivotant jusqu'à 20° +

20°

+ Chariot en fonte d'aluminium

 Groupe hydrique à colonne avec fauteuil suspendu/cantilever

 Tablette praticien sur chariot mobile avec cordons pendants

 Fauteuil MOON

+ Produit numéro un de toute la gamme sur chariot

# Carving Plus avec Moon



L'évolution du Carving, avec un groupe hydrique à colonne, une base de support et bec verseur en acier inoxydable et crachoir en céramique. Carving Plus peut être équipé d'un système de désinfection de l'eau extrêmement efficace, d'un système de drainage avec séparateur d'amalgame et de vannes pour les tuyaux d'aspiration. La tablette praticien à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., plateau simple ou double, peut être équipée d'un support supplémentaire pour les tubes d'aspiration. La tablette assistant avec 2 tuyaux d'aspiration plus 1 hébergement libre sur bras pantographé standard. Carving Plus est également disponible avec une tablette avec cordons pendants, Star ou Kart, en combinaison avec n'importe quel fauteuil.



+

Base de support et bec verseur acier inoxydable



Group hydrique à colonne et fauteuil au sol



Tablette praticien ALL-AROUND avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Moon



L'évolution du Carving, avec groupe hydrique montée sur colonne



+ Plateau simple ou double avec goupille centrale



+ Double plateau sur double bras articulé

+ Crachoir ajustable vers le patient. Amovible pour le nettoyage et l'hygiène



# Carving

L'évolution dans la continuité. Carving, avec son nouveau design et avec la possibilité d'avoir les commandes tactiles, confirme une unité dentaire extrêmement élégante, avec un équilibre parfait entre le groupe hydrique mobile suspendu avec crachoir en céramique amovible, fontaines en acier inoxydable et solide fauteuil Moon sur le sol, en fonte d'aluminium.

Le design compact est conçu pour assurer une haute fonctionnalité de la tablette praticien avec la technologie S.P.R.I.D.O. à 5 instruments et de la tablette assistant sur le bras pantographe avec 2 tuyaux d'aspiration et 1 logement libre. Sur demande, la tablette assistant peut avoir 2 tubes d'aspiration plus 2 emplacements libres et un grand plateau. Carving peut également être équipé avec les meilleurs systèmes pour la décontamination de l'eau et séparateurs d'amalgame.



+ Technologie S.P.R.I.D.O. à faible encombrement en hauteur, bras instrument et long extension du cordon



Groupe hydrique suspendu avec fauteuil au sol



Tablette praticien ALL-AROUND avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Moon




Restauration dentaire élégante et compacte





+ Tablette praticien ergonomique avec clavier intuitive, également disponible dans la version avec commandes touch et écran intégré



+ Disponible également groupe d'eau suspendu ouvrable à 90°

+ Tablette assistant ergonomique, avec clavier disponible même en version touch

+ Crachoir en céramique orientable vers le patient et extractible, pour faciliter nettoyage et hygiène



# Carving avec cordons pendants



Toutes les fonctionnalités extraordinaires de Carving, dans la version avec cordons pendants pour tablette praticien en céramique. La tablette peut accueillir jusqu'à 5 instruments, elle dispose également d'une grande base de support, qui permet au médecin de stocker n'importe quel instrument accessoire (par exemple, coupeurs, seringues), en s'adaptant à toutes les habitudes de travail.

La tablette assistant sur un bras pantographé avec 2 tubes d'aspiration plus 1 hébergement libre permet à l'assistant d'aspirer et de contrôler facilement le siège du patient avec précision.

Le design compact distinctif comprend un groupe hydrique suspendu, avec crachoir en céramique amovible et bec verseur en acier inoxydable assemblées avec le fauteuil Moon au sol, en fonte d'aluminium. Les systèmes de désinfection les plus innovants sont disponibles. Une configuration qui garantit d'excellentes performances et un gain de temps.



Group hydrique, suspendu avec fauteuil au sol



Tablette praticien All-Around avec technologie DROP



Fauteuil Moon



Unité dentaire sophistiquée avec des formes élégantes et arrondies et des cordons pendants

# Carving avec Kart



La polyvalence de l'unit Carving, avec un groupe hydrique suspendu mobile monté sur le confortable fauteuil Moon au sol, est également disponible dans la configuration avec une tablette praticien sur un chariot mobile, avec des cordons pendants, qui héberge 5 instruments.

Léger, compact et capable de travailler également de manière autonome (stand-alone), le chariot peut être facilement déplacé dans le cabinet et placé où vous le souhaitez, en fonction des besoins spécifiques. Carving avec Kart est synonyme de pratique et d'hygiène : il permet de garder le cabinet bien rangé, simplifiant le nettoyage post-traitement. Il peut également être équipé de systèmes de décontamination d'eau et de séparateurs d'amalgame.



Group hydrique mobile, suspendu avec chaise au sol



Tablette praticien KART avec cordons pendants



Fauteuil Moon



Unité dentaire sophistiquée avec des formes élégantes et arrondies et des cordons pendants

# Universal Star



Conçue pour assurer une ergonomie maximale et une utilisation efficace de l'espace dans le cabinet dentaire, Universal Star offre confort, élégance et fonctionnalité : est caractérisé en fait par la tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. montée au plafond, facilement déplaçable, avec lampe scialytique suspendue. L'unité peut être équipée d'un plateau simple ou double et d'un système externe de contrôle des infections. Equipé du fauteuil Moon, Universal Star est disponible dans une grande variété de couleurs de skaïs, vous permettant de trouver la solution de couleur la plus en accord avec le mobilier du cabinet. Sur demande, Universal Star peut être configurée avec tous les fauteuils OMS.



+ Lampe opératoire suspendue

+ Tablette praticien STAR montée au plafond avec S.P.R.I.D.O.



Tablette praticien STAR montée au plafond avec S.P.R.I.D.O.



Fauteui Moon



Plus d'ergonomie avec un encombrement réduit



+ Montage au plafond pour une plus grande flexibilité et liberté de mouvement



# Universal Top avec Star



Conçue pour assurer une ergonomie maximale et une utilisation efficace de l'espace dans le cabinet dentaire. Universal Top avec Star comprend un groupe hydrique à colonne, un fauteuil suspendu. Moon sur pantographe et une tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. assemblé au plafond, facilement déplaçable. L'électronique sophistiquée vous permet d'installer jusqu'à 5 instruments différents et de stocker les paramètres de chacun d'eux, pour une plus grande facilité et rapidité d'utilisation. OMS dispose d'une large gamme de micromoteurs, parmi lesquels vous pouvez choisir le plus approprié en fonction du traitement que vous souhaitez exécuter : du micromoteur à charbons aux micromoteurs à inductions, qui vous permettent de régler le contrôle de la vitesse et la puissance du couple.



Group hydrique à colonne avec fauteuil suspendu



Tablette praticien STAR avec technologie S.P.R.I.D.O., monté au plafond



Fauteuil Moon



Une plus grande ergonomie avec un encombrement réduit

# Carving avec Star



L'unit se distingue par l'équilibre parfait entre le groupe hydrique à colonne, le crachoir en céramique et bec verseur en acier inoxydable, le fauteuil Moon solide au sol, personnalisable dans les couleurs de la tapisserie. Une optimisation intelligente de l'espace et des fonctionnalités : la tablette praticien ancrée au plafond dispose de 5 instruments avec S.P.R.I.D.O. y compris micromoteurs à charbons ou à inductions avec réglage de vitesse fixe ou progressive et système d'arrêt d'instruments sur demande. De plus, il est possible de mémoriser les réglages de chaque instrument, ce qui garantit une plus grande facilité et rapidité d'utilisation. Enfin, la large gamme de produits pour la désinfection de l'eau et les séparateurs d'amalgame garantissent une excellente hygiène des instruments et des tubes d'aspiration.



Group hydrique,  
suspendu avec  
fauteuil au sol



Tablette praticien  
STAR avec  
S.P.R.I.D.O.  
assemblé au  
plafond



Fauteuil Moon



Une plus grande  
ergonomie avec  
moins d'espace

# Virtuosus Plus 2020

Le nouveau Virtuosus Plus 2020 se présente avec un design complètement mis à jour et la configuration qui l'a rendu l'un des plus appréciés réunis OMS, synthèse parfaite de technologie avancée, design italien et principes d'ergonomie : le groupe hydrique à colonne avec crachoir en céramique orientable et amovible facile à utiliser peut être combiné à tous les modèles de fauteuil OMS sur le sol. La tablette praticien sur le bras instruments parfaitement équilibré peut accueillir jusqu'à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., en garantissant une grande liberté de mouvement: sa forme symétrique permet d'effectuer facilement toutes les opérations. En outre les surfaces lisses, sans rainures, permettent un nettoyage rapide et efficace. La tablette assistant, sur le bras pantographe, loge 2 tubes d'aspiration plus 2 emplacements libres, avec plan d'appui confortable. L'unité dentaire peut également être équipée d'excellents systèmes de décontamination.



+

Tablette praticien ergonomique et symétrique, avec display et poignées amovibles et autoclavables



Group hydrique à colonne et chaise au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Arcadia EXT



Ergonomie et flexibilité absolues



+ Crachoir orientable vers le patient et démontable



+ Possibilité de configuration avec fauteuil pour vue frontale, prothèses et accès facile pour le patient



+ Tablette assistant ergonomique, avec commandes spécifiques et plan d'appui protégé



+ Technologie S.P.R.I.D.O. à faible encombrement en hauteur, bras instrument et long extension du cordon. Poignées amovibles et autoclavables

# Patavium Plus 2020



L'évolution du Patavium, avec un groupe hydrique à colonne compacte et un crachoir en céramique réglable. Le confortable fauteuil au sol Arcadia EXT est disponible dans une large gamme de couleurs pour les skaïs et les tissus, vous permettant de trouver la solution la plus cohérente avec le mobilier du cabinet. L'unité contient la tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. avec 5 instruments et le micromoteur avec contrôle de vitesse, il peut également être équipé d'un support supplémentaire pour 2 tuyaux d'aspiration et 1 hébergement pour instrument non dynamique. La tablette assistant contient 2 tubes d'aspiration plus 1 emplacement libre pour une seringue à 3 ou 6 fonctions. Enfin, Patavium Plus peut être équipé de systèmes de désinfection extrêmement efficaces.



+ Tablette praticien avec 5 instruments. Option : support supplémentaire pour 2 tuyaux d'aspiration



Group hydrique à colonne et fauteuil au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Arcadia EXT



Fiabilité maximale et excellentes performances



+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec hauteur totale réduite du bras d'instrument et longs cordons

+ Poignée et tapis amovibles et autoclavables



# Esse Plus

L'évolution de la ligne Esse, avec un groupe hydrique compact et un fauteuil Arcadia EXT au sol. La tablette praticien avec S.P.R.I.D.O. il dispose d'un clavier à membrane intuitif et peut accueillir jusqu'à 3 instruments dynamiques plus 1 instrument non dynamique, avec une hauteur réduite du bras d'instrument et une longue extension des cordons. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d'aspiration plus 1 emplacement libre, avec clavier à membrane et bras pantographique fournis en standard. Esse Plus peut être équipé de systèmes de contrôle des infections.



Group hydrique à colonne et fauteuil au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.




Fauteuil Arcadia EXT



La plus grande fiabilité et d'excellentes performances

+ Tablette assistante avec 2 tuyaux d'aspiration et un emplacement libre pour instrument non dynamique



+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec hauteur totale réduite du bras d'instrument et longue rallonge de cordon

+ Commande au pied multifonction ergonomique pour fauteuil et instruments



# Virtuosus 2020

Excellente synthèse du design italien et de l'ergonomie et caractérisée par une électronique de nouvelle génération, l'unité est composée d'un groupe hydrique à colonne et d'un fauteuil au sol (Swan, Moon, Arcadia), qui peut être déplacé à la fois grâce à des boutons sur le dossier et avec commande au pied multifonction. La tablette praticien contient 5 instruments avec S.P.R.I.D.O. et est équipé de poignées amovibles et autoclavables, ainsi que d'un plateau simple ou double : sa forme symétrique garantit la collaboration entre le dentiste et l'assistante et la surface lisse, sans rainure, permet un nettoyage rapide et efficace. Le bras d'instrument parfaitement équilibré offre une grande liberté de mouvement. La tablette assistant sur le bras pantographé héberge 2 tubes d'aspiration plus 2 emplacements libres et un grand plateau : l'assistant peut ainsi gérer facilement toutes les opérations.



Group hydrique,  
suspendu avec  
fauteuil au sol



Tablette praticien  
All-Around avec  
S.P.R.I.D.O.




Fauteuil  
Arcadia EXT



Unité dentaire  
très compacte et  
complète

+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec bras d'instrument réduit en hauteur et longue rallonge de cordon




+ Tapis amovible et autoclavable

+ Crachoir en céramique orientable vers le patient



# Linea Patavium 2020

Le nouveau modèle Patavium 2020 est le point de rencontre entre l'histoire de l'OMS et sa constante évolution. Le nom rend hommage à Padoue, la ville où l'OMS a siège et site productif. Le design totalement rénové et la technologie tactile représentent la façon avec laquelle OMS voit l'avenir : en pensant aux besoins réels du docteur et de son équipe, avec l'attention habituelle pour l'esthétique et le confort. La réunion se caractérise par le groupe hydrique suspendu, associé au fauteuil Arcadia EXT sur le sol. Le fauteuil, avec mémoire, est conçu pour assurer un confort et une posture optimale pour le patient, avec la possibilité de choisir la tapisserie supermemory et des différents modèles de dossier. La tablette praticien à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., plateau simple ou double, peut également être équipés d'un support supplémentaire pour 2 autres tubes d'aspiration plus 1 emplacement libre pour un instrument non dynamique. La tablette assistant a 2 tubes d'aspiration, et Il est possible d'avoir le bras pantographe équilibré.



+ Nouvelles commandes tactiles, pour une gestion optimale de l'unité dentaire même avec des gants chirurgicaux



Group hydrique suspendu avec fauteuil au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Arcadia EXT




Excellence avec le meilleur rapport qualité / prix





- + Tablette praticien à 5 instruments  
Technologie S.P.R.I.D.O.  
Commandes tactiles avec écran  
intégré Support supplémentaire  
en option pour 2 tubes d'aspiration



- + Également disponible  
dans la configuration  
avec groupe hydrique  
en suspension  
ouvrable

- + Crachoir amovible pour  
faciliter nettoyage et hygiène



- + Tablette assistant avec 2 tubes de  
aspiration plus un emplacement  
libre avec commandes tactiles



# Linea Esse

L'originalité et la fiabilité de Linea Esse ont fait connaître OMS dans le monde entier. L'unité, avec groupe hydrique suspendu compacte monté sur le fauteuil au sol Arcadia EXT, est disponible dans les couleurs de revêtement et de tissu les plus en vogue. La tablette praticien dotée de la technologie S.P.R.I.D.O., qui garantit à la fois une hauteur réduite du bras de l'instrument et une longue extension des cordons, peut accueillir jusqu'à 4 instruments dynamiques plus 1 non dynamique, avec des commandes de clavier à membrane extrêmement intuitives, des touches silencieuses et programmables. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d'aspiration plus 1 emplacement libre, avec un clavier à membrane ergonomique qui permet à l'assistant de mieux exécuter toutes les opérations. Linea Esse peut être équipée du système de contrôle des infections.



Group hydrique mobile, suspendu avec fauteuil au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Arcadia EXT



Unité de base avec le meilleur rapport qualité / prix

+ Tablette assistant avec 2 tuyaux d'aspiration plus un emplacement libre

+ Également disponible unité groupe hydrique qui peut être ouverte à 90°

+ Tablette praticien ergonomique à 5 instruments avec support supplémentaire pour les tubes d'aspiration



+ Deux tuyaux d'aspiration plus un emplacement libre

+ Technologie S.P.R.I.D.O. avec hauteur totale réduite du bras d'instrument et longue extension des cordons



# Linea Esse avec cordons pendant

Linea Esse avec cordons pendants a un groupe hydrique suspendu compacte (sur demande, également dans la version qui peut être ouverte jusqu'à 90 °), monté sur un fauteuil solide au sol. La tablette praticien en céramique avec cordons pendants sur un bras avec double articulation peut accueillir jusqu'à 4 instruments, qui peuvent être gérés par le clavier à membrane. La tablette assistant héberge 2 tubes d'aspiration plus 1 emplacement libre sur le bras pantographé ou fixe. Linea Esse peut être combinée avec le fauteuil Arcadia EXT, Arcadia P ou Swan, qui peuvent être personnalisés en couleurs pour trouver la meilleure correspondance avec le mobilier du studio. Le fauteuil peut être commandé grâce aux boutons sur le dossier, ainsi qu'avec la pédale multifonction. La tête à double articulation ou 3D et le skaï supermemory avec rembourrage supplémentaire rendent le positionnement de la tête du patient rapide et facile. De plus, sur demande, un système de contrôle de désinfection facile à utiliser peut être assemblé pour assurer l'optimisation des performances.



Groupe hydrique mobile, suspendu avec chaise au sol



Tablette praticien All-Around avec cordons pendants




Fauteuil Arcadia EXT



Fiabilité totale

+ Hauteur de l'appui-tête réglable



+ Tablette assistant avec 2 tubes d'aspiration plus un emplacement vide

+ Tablette praticien en céramique

# Linea Esse avec Kart

Étudiée jusque dans les moindres détails, la ligne Esse avec Kart se caractérise par le groupe hydrique compact et suspendu assemblé avec le fauteuil Arcadia EXT au sol, disponible dans les couleurs de revêtement et de tissu les plus en vogue, pour trouver la solution la plus en accord avec le mobilier du studio. La tablette praticien sur chariot mobile, légère et facile à déplacer, héberge jusqu'à 3 instruments dynamiques avec cordons pendants et est contrôlée avec un clavier à membrane intuitif. La tablette assistant héberge 2 tuyaux d'aspiration plus 1 emplacement libre. Linea Esse avec Kart peut également être intégrée au système Clean Spray externe : extrêmement efficace, il garantit une eau sans bactérie sur les instruments.



+ Clean Spray  
externe

+ Cordons  
pendants



Groupe hydrique  
suspendu avec  
chaise au sol



Tablette praticien  
sur chariot mobile



Fauteuil  
Arcadia EXT



Fiabilité totale  
avec la livraison  
d'instruments Kart

# Tempo 9 ELX

Le chariot mobile avec tablette praticien en céramique avec 4 instruments et cordons pendants peut être relié au fauteuil de préférence et être déplacé sans problème dans le cabinet. Tempo 9 ELX Kart peut être placé dans un très grand nombre de positions, facilitant la rapidité et la précision des traitements dentaires et favorisant la collaboration entre le dentiste et l'assistant. De plus, il facilite et simplifie l'hygiène du nettoyage et du traitement post-dentaire, garantissant un contrôle sûr et efficace des infections.

Tempo 9 ELX Kart est équipé d'un clavier à membrane simple d'utilisation pour gérer l'activation des instruments et le réglage du fauteuil.



Tablette praticien sur chariot mobile



Liberté de mouvement

# Punto Kart



Le chariot mobile en fonte d'aluminium avec hébergement en céramique pour tablette praticien de 5 instruments avec cordons pendants peut fonctionner comme une unité autonome (stand alone) ou avec une installation permanente : le Kart peut en effet être connecté à une large gamme d'unités OMS. Le déplacement simple et rapide de Punto Kart favorise la collaboration entre le dentiste et l'assistante. Il dispose d'un clavier à membrane facile à utiliser avec un écran noir et blanc, pour gérer l'activation des instruments et le mouvement du fauteuil. Punto Kart peut être combiné avec tous les fauteuils OMS.



Tablette praticien sur chariot mobile



Liberté de mouvement











La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit présenté sans préavis.

O.M.S. spa - Ofcine Meccaniche Specializzate - Via Dante 20/A - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALIA  
Tel. +39 049 8976455 - Fax +39 049 8975566 - [www.omsdentalunits.com](http://www.omsdentalunits.com) - [info@omsdentalunits.com](mailto:info@omsdentalunits.com)