



2019

codent
Let's smile together

Durabilité exceptionnelle

Excellente illumination

DUAL COAT

Léger

CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN

Une gamme puissante et avec une longévité pour un travail de précision, étudiée dans la conception ergonomique pour une bonne appréhension dans la main et réduit les vibrations qui sont la garantie d'un confort à la vie quotidienne pour le docteur et le patient.

SERIE APOLLO CONTRE-ANGLES

fibre optique et pas de fibre optique, revêtement Dual Coat titane, garantie 2 ans



MODELE A65L

1:5 multiplicateur par 5

Quatre sprays - Fibre optique - Fraises : 1,60

Taille de la tête : Ø9,9 H 12,5 - Vitesse max : 200 000 t/min

MODELE A65

1:5 multiplicateur par 5

Quatre sprays - Sans fibre optique - Fraises : 1,60

Taille de la tête : Ø9,9 H 12,5 - Vitesse max : 200 000 t/min



MODELE A61L

1:1 rapport direct

Simple spray - Fibre optique - Fraises : 2,35

Taille de tête : Ø9,9 H 12,5 - Vitesse maxi : 40 000 t/min

MODELE A61

1:1 rapport direct

Simple spray - Sans fibre optique - Fraises : 2,35

Taille de tête : Ø9,9 H 12,5 - Vitesse max : 40 000 t/min



SERIE APOLLO CONTRE-ANGLES

both cellular glass optic and no cellular glass optic, Dual Coat titanium coating



MODELE A16L

16:1 réducteur par 16

Simple spray - Fibre optique - Fraises : 2,35

Taille de la tête : Ø9,6 H 11,8 - Vitesse max : 2 500 t/min
(pour lime-endodontie)

MODELE A16

16:1 réducteur par 16

Simple spray - Sans fibre optique - Fraises : 2,35

Taille de la tête : Ø9,6 H 11,8 - Vitesse maxi : 2 500 t/min (pour lime-
endodontie)



MODELE A11L

1:1 pièce à main droite, rapport direct

Simple spray - Avec lumière

Fraises : 2,35 - Vitesse max : 40 000 t/min

MODELE A11

1:1 pièce à main droite, rapport direct

Simple spray - Sans lumière

Fraises : 2,35 - Vitesse max : 40 000 t/min





SERIE APOLLO CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE

fibre optique, pas de fibre optique - revêtement dual coat titane - garantie 2 ans



MODELE A20L

réducteur implant double système d'irrigation interne/externe
spray - Torque maxi 80 Ncm - Fibre optique
2,35 - Taille de la tête Ø9,9 H 11,8 mm

20

implant double système d'irrigation interne/externe
Torque maxi 80 Ncm - Pas de fibre optique
de la tête Ø9,9 H 11,8 mm

coat titane

chirurgie de Type E





codent

Let's smile together

