



2019

**codent**  
*Let's smile together*

# Hygiène buccale

## Prophylaxie.

APOLLO Prophy Jet est un système de polissage à air sous la forme d'une pièce à main droite connectée à un raccord. Léger et facile d'entretien, APOLLO Prophy Jet garantit un résultat optimal quant à l'élimination des taches et s'utilise avec la poudre à prophylaxie Magic Pearl.





Le nez de 80mm orienté à 60° se présente sous la forme d'une étoile dont les 4 sprays offrent la précision nécessaire au traitement des zones difficiles d'accès.



La pièce à main autoclavable se connecte à un réservoir.



Le réservoir dispose de 8 trous garantissant ainsi une parfaite circulation de l'air.

## MODELE APJ KV

APOLLO Prophy Jet KaVo® MULTiflex® raccord

## MODELE APJ NM

APOLLO Prophy Jet NSK® PTL® QUICK raccord

## MODEL APJ WH

APOLLO Prophy Jet W&H® Roto Quick® raccord

## MODEL APJ BA


APOLLO Prophy Jet Bien- air® Unifix® raccord

## MODELE APJ M4

APOLLO Prophy Jet - Connection 4 trous



# Magic Pearl



Depuis une dizaine d'années, la poudre MAGIC PEARL s'avère être une poudre de prophylaxie fiable et non agressive. L'effet de gommage des perles assure un nettoyage efficace en douceur. Aujourd'hui, nous avons encore amélioré MAGIC PEARL.



## **Micro sphères 50 à 60um**

Nettoyage dentaire mecanique non abrasif.



## **Respect de l'émail**

Protection de l'email, testé dans un laboratoire professionnel.



## **Soins**

Traitement prophylactic et gingivites.



## **Stabilisation du PH**

Réduction de l'acidité buccale, neutralisation du pH au bout de 10 jours.



## **Efficacité**

Augmentation significative de la blancheur



## **Limitations des hémorragies gingivales**

Effet coagulant significative, en particulier au niveau des gencives pendant le traitement sous gingival.

## Développé et testé par des les dentistes.

La poudre Magic Pearl possède des particules sphériques pour éliminer en toute sécurité les taches, le biofilm et le tartre, sans risque pour l'émail de la dent et les gencives. Sa composition à base de carbonate de calcium contribue à minimiser l'entretien de votre aéropolisseur



## Approuvé par les normes européennes et internationales.

La poudre réduit l'acidité des fluides oraux et empêche le développement bactérien en éliminant la formation de biofilm. Ce produit est idéal pour traiter les dents des patients sensibles au bicarbonate de soude ou qui souffrent d'hypertension artérielle.

## Non abrasif, non invasif

La dureté\* très faible de la particule de  $\text{CaCO}_3$  est inférieure à la dureté de la dentine, elle n'endommage donc pas l'émail tandis que la dureté des autres poudre ( $\text{NaHCO}_3$ ) a un effet abrasif sur la surface de la dent.

\*Source : Echelle (1-10) de Friedrich Mohs mesurant la dureté des minéraux.



## MP-1

Magic Pearl Prophylaxie

Boite de poudre de 4 bouteilles de 300GR



**codent**

*Let's smile together*

