



2019

**codent**  
*Let's smile together*

# GAMME APOLLO



# SÉRIE APOLLO A6 TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



## MODELE A6L

Tête standard - NSK® PTL®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



LED

## MODELE A6N

Tête standard - NSK® MACH®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



## MODELE A6KL

Tête standard - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



LED

## MODELE A6K

Tête standard - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm




## MODELE A6BL

Tête standard - BIEN-AIR® UNIFIX® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



LED



## MODELE A6WL

Tête standard - WH® ROTO QUICK® raccord (ampoule dans la turbine)

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



LED



# SÉRIE APOLLO A5 TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



## MODELE A5L

Tête mini - NSK® PTL® QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



LED

## MODELE A5N

Tête mini - NSK® MACH® QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



## MODELE A5KL

Tête mini - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



LED

## MODELE A5K

Tête mini - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



## MODELE A5BL

Tête mini - BIEN-AIR® UNIFIX® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



LED




## MODELE A5WL

Tête mini - WH® ROTO QUICK® raccord (ampoule dans la turbine)

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm



LED



# APOLLO A6 - A5 SERIES AIR TURBINES 4 TROUS & B2

*quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans*



## MODELE A6M4

Tête standard : 4 trous  
Fraises: 1.6 - non lumière  
Rotation: 360 000 t/min ~ 420 000 T/min  
Taille de la tête : Ø12.5 x H12.6 mm



## MODELE A6B2

tête standard : borden 2 trous  
Fraises: 1.6 - non lumière  
Rotation: 360 000 t/min ~ 420 000 T/min  
Taille de la tête : Ø12.5 x H12.6 mm



## MODELE A5M4

Petite Tête - 4- trous  
Fraises: 1.6 - sans lumière  
Rotation: 380 000 T/min ~ 450 000 T/min  
Taille de la Tête : Ø10.9 x H11.9 mm



## MODELE A5B2

Petite Tête - borden 2 trous  
Fraises: 1.6 - sans lumière  
Rotation: 380 000 T/min ~ 450 000 T/min  
Taille de la Tête : Ø10.9 x H11.9 mm



# APOLLO SERIES A45 AIR TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



LED

## MODELE A45L

Tête à 45° - NSK® PTL® QUICK raccord  
Fraises : 1,6 - Fibre optique  
Rotation : 450 000 t/min  
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm



LED

## MODELE A45KL

Tête à 45° - KaVo® MULTIflex® raccord  
Fraises : 1,6 - Fibre optique  
Rotation : 450 000 t/min  
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm

## MODELE A45K

Tête à 45° - KaVo® MULTIflex® raccord  
Fraises : 1,6 - Sans fibre optique  
Rotation : 450 000 t/min  
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm



## MODELE A45 M4

Tête à 45° - connection 4 trous  
Fraises : 1,6 - Sans fibre optique  
Rotation : 450 000 t/min  
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm



# Les raccords compatibles avec toutes les turbines avec lumière et non lumière



## RACCORD Q6CM-LED

Compatible avec les instruments NSK® PTL®  
6 trous - Lumière LED

## RACCORD Q4M

Compatible avec les instruments NSK® MACH®  
4 trous - Sans lumière



## RACCORD Q6K-LED

Compatible avec les instruments KaVo® MULTIflex®  
6 trous - Lumière LED



## RACCORD Q6KW-LED

Compatible avec les instruments KaVo® MULTIflex®  
6 trous - lumière LED - Régulateur d'eau
































## RACCORD Q4K

Compatible avec les instruments KaVo® MULTIflex®  
4 trous - Sans lumière



# Les instruments compatibles avec les raccords

	A6L	Q4M Q6CM-LED	
	A6N		
	A5L		
	A5N		
	A45L		
	A6KL	Q4K	
	A6K		
	A5KL	Q6K-LED	
	A5K		
	A45KL	Q6KW-LED	
	A45K		
	A6WL	W&H Raccord*	
	A6BL	Bien air Raccord*	
	APJ BA	Bien air Raccord*	
	APJ WH	W&H Raccord*	
	APJ KV	Q6K-LED Q6KW-LED Q4K	
	APJ NM	Q4M Q6CM-LED	
	APJ M4	4 TROUS	





**codent**

*Let's smile together*

