

# gamme de produits



**OVS**  
Riuniti attorno a un'idea

## UNIVERSAL TOP

Universal Top  
fauteuil chaise  
Universal Drop  
Universal Kart

Pour toutes  
vos aspirations.

Pag. 4-15

## UNIVERSAL STAR

Universal Star  
avec groupe hydrique  
Carving

Universal Star  
avec groupe hydrique  
Top

Bonne ergonomie,  
encombrement  
minimum.

Pag. 16-19

## UNIVERSAL ML

Le seul fauteuil  
avec microscope  
intégré.

Pag. 20-23

## CARVING

Carving Drop  
Carving Kart

Le premier au  
monde avec des  
lignes courbes.

Pag. 24-31

## CHIRURGICO

Le maximum  
du confort dans  
chaque détail.

Pag. 32-33

## DUKE

Pour les  
spécialistes  
en Ortho.

Pag. 34-39

## VIRTUOSUS

Le design italien  
qui rencontre  
l'ergonomie.

Pag. 40-43

## PATAVIUM FIFTY

L'Excellence au  
meilleur rapport  
qualité/prix.

Pag. 44-47

## LINEA ESSE START

Le Classic, connu  
dans le monde  
entier.

Pag. 48-51

## TEMPO 9 ELX

Tempo 9 ELX Kart

La fiabilité sans  
compromis.

Pag. 52-55

## PUNTO KART

TEMPO KART

Durabilité, robustesse,  
elegance.


Pag. 56-57



Imaginez.

Un fauteuil à votre gout. OMS vous propose une vaste gamme de modèles qui s'étendent du produit fonctionnel et pratique à celui High-tech. Un fauteuil qui vous ressemble. OMS réalise le fauteuil fait pour vous et vous permet de le personnaliser à votre gré, selon vos besoins spécifiques. Un fauteuil de qualité. OMS conçoit et réalise tous ses produits en Italie avec une précision artisanale et des matériaux de grande qualité. Un fauteuil fiable. Chaque fauteuil OMS est le fruit de 55 Ans d'expérience dans le secteur et offre une garantie de 3 Ans sur tous ces modèles. Imaginez. Pour vous qui êtes différents des autres. Qui peut vous proposer tout cela ?

**OMS**  
Riuniti attorno a un'idea






DOUBLE EMPLACEMENTS  
D'ASPIRATION +1 LIBRE

INTERFACE  
INTUITIVE


ASSISE PIVOTANTE  
DE 20°

# Universal Top

Le fauteuil technologique et linéaire. Complètement équipé et avec une grande flexibilité. La tablette opérateur, dotée de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec un encombrement réduit en hauteur, peut loger jusqu'au cinq instruments.



## Détails



- 1 Tablette opérateur ergonomique avec interface graphique intuitive
- 2 Positions de travail illimitées avec siège pivotant à 20°
- 3 Structure conçue pour permettre une grande liberté de mouvement
- 4 Mécanisme S.P.R.I.D.O. avec les fouets courts
- 5 Micromoteur Brushless
- 6 Double emplacements d'aspiration et un supplémentaire



# Universal Top fauteuil chaise

Universal Top est disponible aussi dans la version avec le fauteuil chaise et pivotante de 20° particulièrement indiqué pour le réglage de l'occlusion des prothèses ,pour l'endodontie, pour les choix des couleurs et pour le grand confort des patients ayant de problèmes de mobilité et des enfants.



FAUTEUIL  
CHAISE



# Etes-vous gaucher?

👍 **Pas de soucis !**

Universal Top est disponible aussi dans la version pour gauchers.





GRANDE  
TABLETTE  
ASSISTANTE



PLAN D'APPUI  
LARGE



TABLETTE  
EN CÉRAMIQUE



ASSISE  
PIVOTANTE DE 20°

# Universal Drop

Fauteuil technologique et épuré.  
Il se caractérise par sa grande  
fonctionnalité et flexibilité.  
La large tablette opérateur entièrement  
en céramique peut loger jusqu'au  
cinq instruments avec cordons  
pendants amovibles.

# Universal Kart

Universal Kart est doté d'un kart mobile en fonte d'aluminium, avec tablette opérateur entièrement en céramique.

GRANDE  
TABLETTE  
ASSISTANTE



KART AVEC  
PLAN D'APPUI LARGE



TABLETTE  
OPÉRATEUR  
ENTIÈREMENT  
EN CÉRAMIQUE



CHARIOT MOBILE  
EN FONTE D'ALUMINIUM



SCYALITIQUE  
AU PLAFOND



TABLETTE  
OPÉRATEUR  
AMBIDEXTRE.



# Universal Star

Le fauteuil technologique et flexible. Avec Universal Star, la tablette opérateur et le scyalitique sont suspendus et orientables. Une solution unique et particulièrement efficace car elle garantit une ergonomie maximale et une grande liberté de mouvement. Il est doté de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec les fouets réduits en hauteur.

**Universal star  
avec groupe  
hydrique Carving**



**Universal star  
avec groupe  
hydrique  
Universal Top**



MICROSCOPE  
INTEGRÉ



COMMANDES  
SYMÉTRIQUES

GRANDE  
STABILITÉ

# Universal ML

Le premier fauteuil au monde avec un microscope intégré. Il se caractérise par une technologie à l'avant-garde et une grande fonctionnalité. Il est doté de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec les fouets réduits en hauteur. La tablette opérateur peut loger cinq instruments avec commandes symétriques.




## Détails



- 1 Tablette opérateur ergonomique avec interface graphique intuitive
- 2 Version standard , porte oculaire incliné 45°/60°
- 3 Version avec système vidéo numérique, porte oculaire inclinable 0°/210°
- 4 Poignées de la tablette opérateur amovibles et autoclavables
- 5 Mécanismes S.P.R.I.D.O. avec les fouets réduits en hauteur
- 6 Bras d'aspiration pantographe avec grand rayon de préhension





ROTATION DU GROUPE  
HYDRIQUE À 90°

MOUVEMENT DU BRAS  
PANTOGRAPHE  
INCLUS

MÉCANISMES  
S.P.R.I.DO.


DESIGN  
AGRÉABLE

# Carving

L'Innovation Carving est conçue de lignes courbes, soft et agréables. Le premier fauteuil au monde caractérisé par des lignes courbes. Pour un extrême confort, flexibilité et versatilité d'utilisation. Carving révolutionne et surprend.



## Détails



- 1 Crachoir amovible vers le patient
- 2 Système de désinfection des canules
- 3 Rotation du groupe hydrique à 90°
- 4 Tablette opérateur ergonomique avec interface graphique intuitive
- 5 Micromoteur Brushless
- 6 Mécanismes S.P.R.I.D.O. avec le fouets réduits en hauteur





ROTATION DU GROUPE  
HYDRIQUE À 90°

MOUVEMENT DU BRAS  
PANTOGRAPHE INCLUS

CORDONS PENDANTS  
DÉTACHABLES

# Carving Drop

Les qualités de Carving sont aussi dans la version Carving Drop avec tablette opérateur en céramique qui permet de loger cinq instruments à cordons pendants détachables avec un large plan d'appui.

# Carving Kart

Carving est disponible aussi dans la version Carving Kart avec tablette opérateur sur kart mobile en fusion d'aluminium et céramique qui permet de loger cinq instruments avec cordons pendants, assurant une parfaite maniabilité et une grande liberté de mouvement.

ROTATION DU GROUPE  
HYDRIQUE À 90°



PLAN D'APPUI  
LARGE



KART  
MOBILE

Etes-vous gaucher?  
👍 **Pas de soucis!**



# Chirurgie

Carving est disponible aussi dans la version Carving Kart avec tablette opérateur. En céramique sur kart mobile en aluminium. Il permet de loger cinq instruments avec cordons pendants détachables, assurant une parfaite maniabilité et une grande liberté de mouvement.



BRAS ASPIRATION  
AMBIDEXTRE



CONFORT  
TOTALE



FAUTEUIL  
POUR CHIRURGIE



TETIÈRE DOUBLE  
ARTICULATION



DOSSIER  
AVEC FORME  
SYMÉTRIQUE



DISPOSITION CONVENABLE  
POUR POSITION "MIDI"

# Duke

Le fauteuil dentaire spécialement  
conçu pour les spécialistes de  
l'orthodontie et les autres Praticiens.  
Pratique et performant



## Détails




- 1 Rhéostat ergonomique avec mouvements des instruments dynamiques et fauteuil
- 2 Dossier du fauteuil avec forme symétrique et tète à double articulation
- 3 Disposition pour position "Midi"
- 4 Spécifique pour les gauchers
- 5 Spécifique pour les droitiers
- 6 Logement pour des instruments dynamiques et canule d'aspiration

# Etes-vous gaucher?

# Pas de soucis !

Duke est aussi disponible dans la version pour opérateurs gauchers avec possibilité de dossier en modèle large.





TABLETTE  
INSTRUMENTS  
AVEC POSSIBILITÉ  
DE DOUBLE COMMANDES



DOSSIER FAUTEUIL  
AVEC COMMANDES



DOUBLES  
COMMANDES



POIGNÉES  
AUTOCLAVABLES

# Virtuosus

Le fauteuil qui réinterprète parfaitement le design italien.  
Il se caractérise pour la recherche absolue de l'ergonomie et la flexibilité d'utilisation.



## Détails

- 1 Tablette opérateur avec interface graphique intuitive, mouvements fluides, possibilité de doubles commandes
- 2 Poignées amovibles et autoclavables
- 3 La tablette opérateur est dotée de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec fouet réduit en hauteur et peut loger une seringue et jusqu'au quatre instruments dynamiques
- 4 Tablette assistante ergonomique avec quatre logements et possibilité de double commandes. Disponible aussi avec un bras pantographe
- 5 Système de désinfection des canules




ROTATION DU GROUPE  
HYDRIQUE À 90°



5 INSTRUMENTS + DEUX  
ASPIRATION CANULES

# Patavium Fifty

Le fauteuil qui au fil des ans est devenu la carte de visite d'OVS. Il se caractérise pour son excellent rapport qualité prix, le respect des principes de l'ergonomie et la qualité de matériaux. Il est doté de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec fouets réduits en hauteur. La tablette opérateur peut loger cinq instruments, avec possibilité de rajouter autres deux supports de canules supplémentaires.



Disponible aussi dans la version  
avec la rotation du groupe hydrique à 90°

## Détails



- 1 Tablette opérateur ergonomique pour cinq instruments + deux supports de canules supplémentaires
- 2 Prédiposition double logement aspiration + un de libre
- 3 Mécanismes S.P.R.I.D.O. avec les fouets réduits en hauteur
- 4 Porte-instruments + cache poignée + tapis amovibles et autoclavables
- 5 Désinfection continue groupe hydrique et/ou aspiration
- 6 Rhéostat ergonomique avec mouvements des instruments dynamiques et fauteuil



DOUBLE ASPIRATION  
ET UN EMPLACEMENT  
LIBRE



MÉCANISMES  
S.P.R.I.D.O.



# Linea Esse Start

Le fauteuil dentaire connue dans le monde entier, caractérisé par son excellent rapport qualité/prix, ergonomie, fiabilité. Dotée de mécanismes S.P.R.I.D.O. avec les fouets réduits en hauteur. La tablette opérateur peut loger quatre instruments.



Disponible aussi dans la version avec la rotation du groupe hydrique à 90°.

## Détails



- 1 Tablette opérateur ergonomique pour quatre instruments
- 2 Deux tuyaux d'aspiration plus un de libre
- 3 Mécanismes S.P.R.I.D.O. avec encombrement réduit en hauteur
- 4 Porte-instruments + cache poignée + tapis amovibles et autoclavables
- 5 Désinfection continue groupe hydrique et/ou aspiration
- 6 Rhéostat ergonomique avec mouvements des instruments dynamiques et fauteuil




# Tempo 9 ELX

Il se caractérise pour sa grande fiabilité. Il est doté de cordons pendants et d'une tablette en céramique. La tablette opérateur peut loger quatre instruments.



TABLETTE OPÉRATEUR  
EN CÉRAMIQUE

CORDONS  
PENDANTS





# Tempo 9 ELX Kart

Tempo 9ELX est disponible aussi dans la version Kart sur kart mobile qui permet de loger quatre instruments Avec cordons détachables ,en offrant une excellente maniabilité et une grande liberté de mouvement.

# Punto Kart

Tablette opérateur en céramique logée sur un solide kart mobile, qui permet de loger cinq instruments avec cordons pendants, assurant une parfaite maniabilité et une grande liberté de mouvement.





# Tempo Kart

Tablette opérateur en céramique sur kart mobile qui permet de loger 4 instruments avec cordons pendants, en offrant une excellente maniabilité et une grande liberté de mouvement.





# DIMENSIONS INDICATIVES\*





## UNIVERSAL TOP







# INSTALLATION



## UNIVERSAL DROP



## UNIVERSAL STAR





\*Pour les dimensions merci de faire référence à la documentation technique du fabricant






## DIMENSIONS INDICATIVES\*




### LINEA ESSE START



## INSTALLATION



### TEMPO 9 ELX



\*Pour les dimensions merci de faire référence à la documentation technique du fabricant



